



RINGGRÖÖE MIT RINGMAÖBAND ERMITTELN

So bestimmen Sie Ihre Ringgröße mit dem BERND WOLF Ringmaßband zum Ausdrucken:

Wichtige Hinweise:

- Messen Sie an dem Finger, an dem Sie/ die Trägerin den Ring später tragen möchten/e!
- Wir empfehlen die Größe hinter dem Knöchel zu messen. Wenn Sie einen breiten Knöchel haben, muss das Maß am Knöchel genommen werden. Ziehen Sie dann 1 Größen ab, damit Ihnen der Ring nicht zu locker sitzt und dennoch über den Knöchel geht.
- Da sich der Fingerumfang je nach Tageszeit und Temperatur ändern kann, sollte die Ringgröße, wenn möglich, bei angenehmer Raumtemperatur zu drei unterschiedlichen Tageszeiten gemessen werden. Nehmen Sie den Mittelwert der Ergebnisse.
- Geben Sie im Bestellvorgang bitte an, welche Messmethode Sie angewandt haben, damit dies bei der Ringherstellung beachtet werden kann.

1) Drucken Sie diese Seite in 100% ohne Seitenanpassungen aus.

2) Überprüfen Sie die Größe, indem Sie die Kontrolllinie abmessen. Diese muss exakt 6cm lang sein. →

6cm

3) Entspricht das Messergebnis den angegebenen 6cm, dann schneiden Sie das Maßband entlang der Außenlinien komplett aus. Schneiden Sie einen Schlitz entlang der Linie „hier schneiden“.

4) Stecken Sie das spitze Ende des Maßbandes in den Schlitz (hier schneiden) und rollen Sie den Ringmesser mit den Ziffern nach außen, zu einem Ring auf.

5) Positionieren Sie den Ring an der Stelle, an der Sie Ihren Ring später tragen möchten. Das Maßband sollte, wie auf dem Foto abgebildet, angelegt werden. Ziehen Sie an der Lasche, bis der Ringmesser sehr eng um Ihren Finger sitzt. Wenn es Ihnen schwer fällt, das Band alleine fest zu ziehen, holen Sie sich Unterstützung.

6) Lesen Sie die Größe entsprechend ab. Diese Größe entspricht Ihrer Ringgröße.



Bsp. hier ist die Ringgröße 52:

